

## 白歯の着色手順

Step	Colour Liquid	Colour application	buccal	occlusal
1	A3	1x 2x 3x		
2	A3	1x 2x		
3	A3	1x		
4	Cervical A <small>※カラーリキッド プレタックアレルのみ</small>	1x 2x 3x buccal occlusal		
5	Incisal blue	1x - 2x		
6	Incisal grey	1x		
7	Incisal violet	1x		
8	Orange 1    Brown 2	1x    1x		

・ Colour application は塗布回数。  
 ・ 着色したジルコニアディスクはジルコンランプ 250 (別売り) 等を用いて十分に乾燥させてから焼結してください。  
 ・ 乾燥時間目安: 単冠 15 分～、3 本ブリッジ 30 分～、フルマウス 60 分以上

## 前歯の着色手順

Step	Colour Liquid	Colour application	labial	palatal
1	A3	1x 2x 3x		
2	A3	1x 2x		
3	A3	1x		
4	Cervical A <small>※カラーリキッド プレタックアレルのみ</small>	1x		
5	Incisal blue	1x - 2x		
6	Incisal grey	1x		
7	Incisal violet	1x		
8	Orange 1    Brown 2	1x    1x		

・ Colour application は塗布する回数。  
 ・ 着色したジルコニアディスクはジルコンランプ 250 (別売り) 等を用いて十分に乾燥させてから焼結してください。  
 ・ 乾燥時間目安: 単冠 15 分～、3 本ブリッジ 30 分～、フルマウス 60 分以上