

# Zirkonzahn®

*Human Zirconium Technology*



## PRETTAU® 3 DISPERSIVE®

The Zirkonzahn Culture



## PRETTAU® 3 DISPERSIVE® - ZIRCONIA WITH TRIPLE GRADIENT


Zirkonzahnのジルコニアディスク「プレッタシリーズ」に、新たに高透過度グラデーションタイプの「プレッタ3ディスパーシブ」が加わりました。プレッタ3ディスパーシブは、切縁部から中央部、歯頸部へと透光性を滑らかに変化させ、自然な色調を表現します。

曲げ強度は切縁部から歯頸部に向けて段階的に増加し、透過性は逆に歯頸部から切縁部にかけてシームレスに向上。これにより、強い曲げ強度と高い透過性を両立し、自然なグラデーションを実現しています。さらに、焼結前にカラーリキッドのインサイザルカラーを塗布することで、より個性的なキャラクタライズも可能です。

ディスクの厚みは10mmから30mmまで9種類、色調は一般的なシェードカラー16種類とブリーチカラー3種類をご用意しています。ディスク径はZirkonzahn専用の95mm、ユニバーサルタイプの98mmに加え、単冠用のZirkonzahn専用ディスク24.5mmもラインナップ。幅広い症例に対応し、グラデーションを損なうことなくお使いいただけます。

クラウン、インレー、ベニヤ、3本までのブリッジに対応しており、メタルフレームを使用することでフルマウス製作も可能です。

### NEW! PRETTAU® 3 DISPERSIVE® WITH GRADUAL-TRIPLEX-TECHNOLOGY



**GRADUAL-TRIPLEX-TECHNOLOGY**は、Zirkonzahnが独自に開発したジルコニア製造技術です。この技術により、曲げ強度 (Flexural Strength)、透過性 (Translucency)、色調 (Colour) が歯頸部から切縁部へとシームレスに変化し、調和することで自然なグラデーションを実現します。



焼結前にカラーリキッドのインサイザルカラーを塗布



ステイン、ガムポーセレンを付与

# 100% DIGITALLY DESIGNED, MINIMAL AESTHETIC LAYERING

DT Alexander Lichtmannegger – Zirkonzahn Education Center Brunico, South Tyrol, Italy



メタルフレームを用いればフルマウスにも対応できます



使用ディスク: プレッタ3ディスパーシブ A2 95H25




### プレッタ3ディスパーシブ

色調 : 19色 OM1,OM2,OM3,A1,A2,A3,A3.5,A4,B1,B2,B3,B4,C1,C2,C3,C4,D2,D3,D4  
 厚み : 9種類 10mm,12mm,14mm,16mm,18mm,20mm,22mm,25mm,30mm  
 ディスク径: 3種類 95Φ,98Φ,24.5Φ  
 包装 : 2種類 95Φ,98Φ=1個入 24.5Φ=3個入

■分類 : 管理医療機器 ■一般的名称 : 歯科切削加工用セラミックス ■認証番号 : 304AKBZX00038000

厚み 色調	10mm	12mm	14mm	16mm	18mm	20mm	22mm	25mm	30mm
OM1			95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	95 98	24.5 95 98	
OM2			95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	95 98	24.5 95 98	
OM3			95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	95 98	24.5 95 98	
A1	95	95	95 98	95 98	24.5 95 98	95 95 98	24.5 95 98	95	95
A2	95	95 98	95 98	95 98	24.5 95 98	95 95 98	24.5 95 98	95	95
A3	95	95 98	95 98	95 98	24.5 95 98	95 95 98	24.5 95 98	95	95
A3.5	95	95	95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	24.5 95		
A4			95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	24.5		
B1	95	95	95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	24.5 95 98		
B2	95	95	95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	24.5		
B3			95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	24.5		
B4			95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	24.5		
C1		95	95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	24.5		
C2		95	95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	24.5		
C3			95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	24.5		
C4			95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	24.5		
D2		95	95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	24.5 95		
D3		95	95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	24.5 95		
D4			95 98	95 98	24.5 95 98	95 98	24.5		



# HUMAN ZIRCONIUM TECHNOLOGY

## RELATED PRODUCT



■販売名 : ジルコンオープンターボ  
 ■分類 : 一般医療機器  
 ■一般的名称 : 歯科技工用ポーセレン焼成炉  
 ■届出番号 : 14B1X90003ZZ0053



■販売名 : カラーリキッドプレッタアクアレル (インサイザル)  
 ■分類 : 管理医療機器  
 ■一般的名称 : 歯科セラミックス用着色材  
 ■認証番号 : 221AKBZX00108000  
 ■色調 : 8色 グレー、ブルー、バイオレット、オレンジ、ブラウン  
 ティッシュ A, ティッシュ B, ティッシュ C



■販売名 : ZZシェードガイドプレッタ3ディスパーシブ  
 ■種類 : 全4種 Tooth 11, Tooth 31, Tooth 25, Individual Tooth 11

## CONTACT

**Toshin Dental Supply**  
 トーシデンタル株式会社

〒212-0057 神奈川県川崎市幸区北加瀬2-5-12  
 TEL 044-201-6171 <https://www.toshin-dental.com>



## MORE INFORMATION

■標準価格は2024年12月21日現在のものです。(消費税別)  
 ■仕様及び外観は、製品の改良のため予告なく変更することがありますので、あらかじめご了承ください。  
 ■ご使用に関しましては、製品の添付文書を必ずお読みください。